

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-S1Pr2 Pour Wb Et Elisa - O95136

Numéro d'article: CM0019536



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le S1PR2 humain (O95136), validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation S1P, les RCPG et la perte auditive.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	S1PR2 Lapin pAb
Remarques/Alias	EDG5; H218; LPB2; S1P2; AGR16; EDG-5; DFN68; Gpcr13; S1PR2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9294
GeneID	9294
Immunogène	Peptide synthétique ; Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 250-353 du S1PR2 humain (NP_004221.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O95136
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace