

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-S1Pr3 Pour Wb, Elisa - Q99500

Numéro d'article: CM0002339



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-S1PR3 de haute qualité validé pour les applications WB et ELISA. Réagit avec le S1PR3 (EDG3) humain, souris et rat. Idéal pour l'étude de la signalisation du récepteur de la sphingosine-1-phosphate et des processus biologiques connexes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	S1PR3 Rabbit mAb
Remarques/Alias	EDG3; LPB3; S1P3; EDG-3; C9orf47; C9orf108; bA791O21.3; S1PR3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1903
GeneID	1903
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du S1PR3 humain (Q99500).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99500
Poids Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace