


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-S1Pr5 Pour Wb, Elisa - Q9H228

Numéro d'article: CM0018987



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin S1PR5 pour WB et ELISA. Cible le récepteur 5 de la sphingosine-1-phosphate humain (EDG8), un GPCR impliqué dans divers processus physiologiques. Pour les études en neurosciences et en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin S1PR5
Remarques/Alias	EDG8 ; S1P5 ; Edg-8 ; SPPR-1 ; SPPR-2 ; S1PR5
Espèce	Humain
ID du Gène	53637
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 307-398 du S1PR5 humain (NP_110387.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9H228
Poids Moléculaire de la Protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace