


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Protéine Ribosomale S6 (Rps6) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62753

Numéro d'article: CM0002765



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-RPS6 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Cible la protéine ribosomale 40S eS6 de 29 kDa. Idéal pour les études sur la traduction et la croissance cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin contre la protéine ribosomale S6 (RPS6)
Remarques / Alias	S6 ; eS6 ; Protéine ribosomale S6 (RPS6)
Espèce	Humaine
Identifiant de gène (Humain)	6194
Identifiant de gène	6194
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 130 de la RPS6 humaine (NP_001001.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P62753
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace