


Anticorps Polyclonal De Lapin Contre La Protéine Ribosomique S6 (Rps6) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62753

Numéro d'article: CM0029367



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine ribosomique S6 (RPS6) humaine. Adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte l'humain, la souris, le rat. Pour les études sur les ribosomes et la croissance cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin contre la protéine ribosomique S6 (RPS6)
Remarques / Alias	S6; eS6; Protéine ribosomique S6 (RPS6)
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6194
Identifiant du gène	6194
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-130 de la protéine RPS6 humaine (NP_001001.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62753
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace