


Anticorps Polyclonal Anti-Saa1 Pour Wb Et Elisa - P0Dji8

Numéro d'article: CM0015370



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la SAA1 humaine (Serum Amyloid A1). Validé pour les applications WB et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur les protéines de phase aiguë et l'amylose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SAA1 pAb de lapin
Remarques/Alias	SAA; PIG4; SAA2; TP53I4; SAA1
Espèce	Homme
GeneID (humain)	6288
GeneID	6288
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la SAA1 humaine (NP_000322.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P0DJJ8
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac réfrigérant