

Anticorps Polyclonal Anti-Saal1 Pour Wb, Elisa - Q96Er3

Numéro d'article: CM0014377

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SAAL1 humain (SPACIA1), validé pour la WB et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les recherches sur la prolifération des fibroblastes synoviaux et l'arthrite inflammatoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SAAL1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SPACIA1 ; SAAL1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	113174
GeneID	113174
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 175 à 474 de la SAAL1 humaine (NP_612430.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q96ER3
Poids moléculaire	54 kDa
Expédition	Sac réfrigérant