


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sae1 Pour Wb, Elisa - Q9Ube0

Numéro d'article: CM0030252



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine SAE1 (sous-unité 1 de l'enzyme d'activation SUMO). Adapté pour Western blot et ELISA, détecte la SAE1 humaine et murine. Destiné aux études sur la SUMOylation et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SAE1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AOS1; SUA1; UBLE1A; HSPC140; SAE1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10055
GeneID	10055
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-346 de la SAE1 humaine (NP_005491.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UBE0
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace