

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Safb Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15424

Numéro d'article: CM0007022

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-SAFB validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Immunogène recombinant pour la recherche sur la régulation de la transcription et le corépresseur du récepteur aux œstrogènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SAFB Lapin mAb
Remarques/Alias	HAP, HET, SAF-B, SAFB1, SAB-B1, SAF-B1, SAFB
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6294
GenelD	6294
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 815-915 de SAFB humain (NP_002958.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15424
Poids protéique	103kDa
Expédition	Sac de glace