

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Safb2 Pour Wb, Elisa - Q14151

Numéro d'article: CM0027038

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SAFB2 validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte SAFB2 (~107 kDa) dans des échantillons humains, murins et de rat. Cible un facteur d'attachement de l'échafaudage B2 impliqué dans l'organisation de la chromatine et la régulation de la transcription. Idéal pour la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin SAFB2
Remarques/Alias	SAFB2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	9667
GenelD	9667
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-255 de SAFB2 humain (NP_055464.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14151
Poids protéique	107kDa
Expédition	Sac de glace