

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Safb2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14151

Numéro d'article: CM0015301

Introduction

SAFB2 Rabbit pAb, un anticorps polyclonal pour WB, IHC-P, ELISA, détecte le SAFB2 humain, souris et rat, un facteur d'attachement à l'échafaudage impliqué dans la répression du récepteur des œstrogènes et l'inhibition de la prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SAFB2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SAFB2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9667
GeneID	9667
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-255 du SAFB2 humain (NP_055464.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14151
Poids moléculaire	107kDa
Expédition	Sac de glace