

Anticorps Polyclonal Anti-Sag (S-Arrestine) - P10523

Numéro d'article: CM0016965

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la SAG (S-arrestine) humaine pour Western blot (WB), immunohistochimie (IHC-P) et ELISA. Réagit de façon croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation de la rhodopsine et la rétine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SAG pAb de lapin
Remarques / Alias	RP47; RP96; S-AG; SAG
Espèce	Humaine
GeneID	6295
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 405 de la SAG humaine (NP_000532.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P10523
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace