

Anticorps Monoclonal Anti-Sall4 Pour Ihc-P Et Elisa - Q9Ujq4

Numéro d'article: CM0005886



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant Sall4 humain pour applications IHC-P et ELISA. Idéal pour les études sur le maintien des cellules souches et la leucémie. Réagit de manière croisée avec l'humain. ~112 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Sall4 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	DRRS ; IVIC ; HSAL4 ; ZNF797 ; Sall4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	57167
Immunogène	Protéine recombinante de Sall4 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UJQ4
Poids moléculaire de la protéine	112kDa
Expédition	Sac de glace