

Anticorps Monoclonal Anti-Samhd1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y3Z3

Numéro d'article: CM0006074



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin SAMHD1 validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée humaine. Cible la désoxynucléoside triphosphate triphosphohydrolase impliquée dans la défense antivirale et la réparation de l'ADN ; adapté à la recherche en immunologie et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin SAMHD1
Remarques/Alias	DCIP ; CHBL2 ; HDDC1 ; MOP-5 ; SBBI88 ; hSAMHD1 ; SAMHD1
Espèce	Humain
ID du gène	25939
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 527-626 de SAMHD1 humain (NP_056289.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y3Z3
Poids moléculaire protéique	72 kDa
Expédition	Sac de glace