


## Anticorps Monoclonal Anti-Samm50 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y512

Numéro d'article: CM0004966



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant SMM50 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche mitochondriale et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | Anticorps monoclonal de lapin SMM50                                                                                       |
| Remarques/Alias    | OMP85 ; SAM50 ; TOB55 ; TRG-3 ; CGI-51 ; YNL026W ; SMM50                                                                  |
| Espèce             | Humain                                                                                                                    |
| GeneID             | 25813                                                                                                                     |
| Immunogène         | Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 300 et 400 de SMM50 humain (Q9Y512). |
| Source             | Lapin                                                                                                                     |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                     |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                       |
| SWISS              | Q9Y512                                                                                                                    |
| Poids protéique    | 52 kDa                                                                                                                    |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                              |