

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sap130 Pour Wb, Elisa - Q9H0E3

Numéro d'article: CM0017889

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SAP130 humain, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de la répression transcriptionnelle et de la fonction du complexe mSin3A.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SAP130 Lapin pAb
Remarques/Alias	SAP130
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	79595
ID de gène	79595
Immunogène	Protéine recombinante/Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 819-1048 du SAP130 humain (NP_078821.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9H0E3
Poids moléculaire	110kDa
Expédition	Sac de glace