


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Sara/Zfyve9 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O95405

Numéro d'article: CM0003962



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine SARA (ZFYVE9) humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec les espèces humaine, souris et rat. Idéal pour la recherche sur la voie de signalisation du TGF-beta.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-SARA de lapin
Remarques / Alias	NSP; SARA; MADHIP; SMADIP; PPP1R173
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	9372
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la protéine SARA humaine (O95405)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95405
Poids de la protéine	156kDa
Expédition	Sac de glace