

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sarcospaane (Sspn) Pour Wb - Q14714

Numéro d'article: CM0013698

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Sarcospaane (SSPN) humaine, validé pour WB, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris, le rat. Convient pour la recherche sur le complexe dystrophine-glycoprotéine et la biologie musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin anti-SSPN
Remarques/Alias	KRAG ; NSPN ; SPN1 ; SPN2 ; DAGA5 ; SSPN
Espèce	Humain
GeneID	8082
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-60 de la SSPN humaine (NP_005077.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14714
Poids Moléculaire Protéique	27 kDa
Expédition	Sac de glace