

Anticorps Monoclonal Anti-Sarm1 Pour Wb, Elisa - Q6Pds3

Numéro d'article: CM0007083

Introduction

Anticorps monoclonal de souris ciblant Sarm1, validé pour WB et ELISA. Détecte Sarm1 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour les études de dégénérescence axonale et d'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Souris Sarm1
Remarques/Alias	Sarm ; MyD885 ; A830091I15Rik ; Sarm1
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	23098
ID du gène	237868
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de Sarm1 de souris (NP_766383.2).
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6PDS3
Poids protéique	79 kDa
Expédition	Sac de glace