


Anticorps Polyclonal Anti-Sarm1 Pour Wb, Ip, Elisa - Q6Szw1

Numéro d'article: CM0022419



Introduction

Anticorps polyclonal anti-SARM1 de haute qualité issu de lapin pour Western blot, IP et ELISA. Détecte la protéine SARM1 humaine, une NAD⁺ hydrolase clé dans la mort programmée des axones et la signalisation immunitaire innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SARM1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SARM; HsTIR; SAMD2; hSARM1; MyD88-5; SARM1
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	23098
ID du gène	23098
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 625 et 724 de la SARM1 humaine (NP_055892.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q6SZW1
Poids de la protéine	79 kDa
Expédition	Sac de glace