


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sarnp Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P82979

Numéro d'article: CM0015228



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine SARNP humaine (CIP29/Hcc-1), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. SARNP est un composant du complexe TREX impliqué dans l'export des ARNm et la régulation de la croissance cellulaire. Convient pour la recherche sur le cancer et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-SARNP de lapin
Remarques / Alias	HCC1; THO1; CIP29; HSPC316; SARNP
Espèce cible	Humain
Identifiant du gène (humain)	84324
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de la SARNP humaine (NP_149073.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P82979
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace