

Anticorps Monoclonal Anti-Sars-Cov-2 3CLpro Pour Wb, If/Icc, Elisa - P0Dtc2

Numéro d'article: CM0004555



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la 3CLpro du SARS-CoV-2 validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît la protéine 3CLpro du SARS-CoV-2. Immunogène recombinant correspondant aux acides aminés 1-306 de la 3CLpro. Idéal pour la recherche sur la COVID-19.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-SARS-CoV-2 3CLpro
Identifiant du gène	43740578
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-306 de la 3CLpro du coronavirus SARS-CoV-2 (YP_009725295.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Poids de la protéine	141 kDa
Expédition	Sac de glace