

Anticorps Polyclonal Anti-Sars-Cov-2 3CLpro Pour Wb, If/Icc, Elisa - P0Dtc2

Numéro d'article: CM0024409



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la 3CLpro du SARS-CoV-2, la principale protéase virale. Idéal pour les applications WB, IF/ICC et ELISA dans la recherche sur la COVID-19, le suivi thérapeutique et le développement de kits de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SARS-CoV-2 3CLpro Rabbit pAb
GeneID	43740578
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-306 de la 3CLpro du coronavirus (YP_009725295.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Poids moléculaire de la protéine	141 kDa
Expédition	Sac de glace