


## Anticorps Monoclonal Anti-Protéine N Sars-Cov-2 Pour Wb, Elisa - P59595

Numéro d'article: CM0003192



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine N (Nucléoprotéine) du SARS-CoV-2, validé pour WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur la COVID-19 et le développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | SARS-CoV-2 N Protein Rabbit mAb, sans BSA ni glycérol                                                            |
| Remarques/Alias      | Nucléoprotéine ; NP ; Protéine N SARS-CoV-2                                                                      |
| Espèce               | coronavirus                                                                                                      |
| GenelD (humain)      | 2019-nCoV                                                                                                        |
| GenelD               | 43740575                                                                                                         |
| Immunogène           | Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante de la Nucléoprotéine SARS-CoV-2 pleine longueur (P59595) |
| Source               | Lapin                                                                                                            |
| Catégorie            | Anticorps Monoclonaux                                                                                            |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                        |
| Réactivité croisée   | SARS-CoV-2                                                                                                       |
| SWISS                | P59595                                                                                                           |
| Poids de la protéine | 46kDa                                                                                                            |
| Expédition           | Glace carbonique                                                                                                 |