


Anticorps Monoclonal Anti-Protéine N Du Sars-Cov-2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P59595

Numéro d'article: CM0002945



Introduction

Anticorps monoclonal de souris anti-protéine N du SARS-CoV-2 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît la nucléoprotéine du SARS-CoV-2 avec une réactivité croisée envers le SARS-CoV. Convient pour la recherche en virologie, diagnostic et maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de souris anti-protéine N du SARS-CoV-2
Remarques/Alias	Nucléoprotéine ; NP ; Protéine N du SARS-CoV-2
Espèce	coronavirus
Identifiant du gène (Humain)	SARS-CoV-2
Identifiant du gène	43740575
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-420 de la Nucléoprotéine du coronavirus (P0DTC9)
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV-2
SWISS	P59595
Poids moléculaire de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace