


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Protéine N Du Sars-Cov-2 Pour Wb, Elisa - P59595

Numéro d'article: CM0020939



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la nucléoprotéine du SARS-CoV-2 (protéine N). Validé pour WB et ELISA. Détecte une protéine d'environ 46 kDa. Adapté pour la recherche sur l'assemblage viral, les interactions hôte et le diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin anti-protéine N du SARS-CoV-2
Identifiant du gène	1489678
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la protéine N du coronavirus (NP_828858.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV-2
SWISS	P59595
Poids moléculaire de la protéine	46kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace