


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sars-Cov-2 Nsp12 Pour Wb, Elisa - P0Dtd1

Numéro d'article: CM0020123



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la NSP12 du SARS-CoV-2 (ARN polymérase) pour Western blot (WB) et ELISA. Reconnaît le SARS-CoV-2 ; utile pour l'étude de la réplication virale et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SARS-CoV-2 NSP12 Rabbit pAb
GeneID	43740578
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence d'acides aminés 200-300 de la NSP12 du coronavirus (YP_009725307.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Poids protéique	794kDa
Expédition	Sac de glace