


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sars-Cov-2 Nsp13 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P0Dtd1

Numéro d'article: CM0022063



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'hélicase SARS-CoV-2 NSP13, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec le SARS-CoV-2. Idéal pour les études sur la réplication virale et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SARS-CoV-2 NSP13 Lapin pAb
Espèce	SARS-CoV-2
GeneID	43740578
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-601 de la NSP13 du coronavirus (YP_009725308.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Poids Protéique	794kDa
Expédition	Sac de glace