


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sars-Cov-2 Nsp15 Pour Wb, Elisa - P0Dtd1

Numéro d'article: CM0024312



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'endoribonucléase NSP15 du SARS-CoV-2, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Détecte la protéine virale NSP15 impliquée dans la réplication de l'ARN et l'évasion immunitaire. Idéal pour la recherche sur la COVID-19.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SARS-CoV-2 NSP15 Lapin pAb
ID de Gène	43740578
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 6600-6700 de la protéine NSP15 du coronavirus (YP_009724389.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Poids de la Protéine	794 kDa
Expédition	Sac de glace