


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nsp16 Du Sars-Cov-2 Pour Wb, Elisa - P0Dtd1

Numéro d'article: CM0019413



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la NSP16 (2'-O-méthyltransférase) du SARS-CoV-2, destiné aux applications de Western blot et d'ELISA. Outil essentiel pour l'étude de la réplication du coronavirus et des mécanismes d'évasion immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SARS-CoV-2 NSP16 Rabbit pAb
ID du gène	43740578
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 236 à 290 de la NSP16 du coronavirus (YP_009725302.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Poids de la protéine	794 kDa
Expédition	Sac de glace