


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sars-Cov-2 Nsp2 Pour Wb Et Elisa - P0Dtd1

Numéro d'article: CM0024677



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine non structurale 2 (NSP2) du SARS-CoV-2. Adapté aux applications Western blot et ELISA. Utilisé dans la recherche sur la réplication virale, l'inhibition de la traduction hôte et l'échappement immunitaire inné. UniProt : P0DTD1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SARS-CoV-2 NSP2
GeneID	43740578
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150-250 de la NSP2 du coronavirus (YP_00742609.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Poids de la protéine	794 kDa
Expédition	Sac de glace