


Anticorps Polyclonal Anti-Nsp3 Du Sars-Cov-2 Pour Wb Et Elisa - P0Dtd1

Numéro d'article: CM0020741



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NSP3 du SARS-CoV-2 validé pour la WB et l'ELISA. Cible la région NSP3 de la polyprotéine de réplicase 1ab du SARS-CoV-2 (UniProt P0DTD1). Idéal pour les études sur la réplication virale et les interactions avec l'hôte.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-NSP3 du SARS-CoV-2
GeneID	43740578
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 200 de la NSP3 du coronavirus (YP_009725299.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Poids moléculaire de la protéine	794 kDa
Expédition	Sac de glace