


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nsp4 Du Sars-Cov-2 Pour Wb, Ip, Elisa - P0Dtd1

Numéro d'article: CM0022837



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NSP4 du SARS-CoV-2 adapté pour WB, IP, ELISA. Cible une protéine clé de la réplicase virale impliquée dans la formation des vésicules à double membrane, aidant ainsi la recherche sur le SARS-CoV-2 et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SARS-CoV-2 NSP4 Lapin pAb
ID de gène	43740578
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-500 de la protéine NSP4 du coronavirus (YP_009725300.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Poids de la protéine	794 kDa
Expédition	Sac de glace