

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nsp7 Du Sars-Cov-2 Pour Wb, Elisa - P0Dtc2

Numéro d'article: CM0021254



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine NSP7 du SARS-CoV-2. Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, avec réactivité croisée humaine. Convient pour la recherche sur la COVID-19 et le développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | pAc de lapin anti-NSP7 du SARS-CoV-2                                                                                                            |
| ID de gène         | 43740578                                                                                                                                        |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-83 de la protéine NSP7 du coronavirus (YP_009742614.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                                           |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                                           |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                                       |
| Réactivité croisée | Humain                                                                                                                                          |
| SWISS              | P0DTC2                                                                                                                                          |
| Poids moléculaire  | 141kDa                                                                                                                                          |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                    |