


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nsp9 Du Sars-Cov-2 Pour Wb Et Elisa - P0Dtd1

Numéro d'article: CM0020091



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin produit contre la NSP9 recombinante du SARS-CoV-2 (polyprotéine de réplication 1ab, acides aminés 1-113). Convient aux applications de Western blot et d'ELISA. Reconnaît la région NSP9 de la polyprotéine de réplication virale (Swiss-Prot P0DTD1).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SARS-CoV-2 NSP9 Rabbit pAb
GeneID	43740578
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-113 de la NSP9 du coronavirus (YP_009742616.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Poids moléculaire	794 kDa
Expédition	Sac réfrigérant