

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nucléoprotéine Du Sars-Cov-2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P0Dtc9

Numéro d'article: CM0003772



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la nucléoprotéine du SARS-CoV-2 (protéine N), validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Convient pour la recherche sur la COVID-19, le développement de tests diagnostiques et les études vaccinales. Accession de la cible : P0DTC9.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Nucléoprotéine du SARS-CoV-2
Remarques/Alias	N ; Nucléoprotéine ; NC ; Nucléoprotéine du SARS-CoV-2
Espèce	Coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (2019-nCoV) (SARS-CoV-2)
GeneID	43740575
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC9
Poids protéique	46 kDa
Expédition	Sac de glace