


Anticorps Polyclonal Anti-Sars-Cov-2 Orf7A Pour Wb Et Elisa - P0Dtc7

Numéro d'article: CM0021405



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SARS-CoV-2 ORF7a validé pour WB et ELISA. Reconnaît ORF7a (P0DTC7), une immunoévasine virale qui inhibe les réponses immunitaires de l'hôte en antagonisant la tetherine et en diminuant l'expression du CMH-I. Idéal pour la recherche sur la COVID-19.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SARS-CoV-2 ORF7a
Espèce	SARS-CoV-2
ID du gène	43740573
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 16 à 98 de la protéine ORF7a du coronavirus (YP_009724395.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC7
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace