

Anticorps Polyclonal Anti-Sars-Cov-2 Spike Ecd Pour Wb Et Elisa - P0Dtc2

Numéro d'article: CM0021544



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine Spike ECD du SARS-CoV-2, validé pour Western blot et ELISA. Il reconnaît le domaine extracellulaire de la glycoprotéine Spike, essentiel pour la recherche sur l'entrée virale et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SARS-CoV-2 Spike ECD Rabbit pAb
Remarques / Alias	Glycoprotéine Spike ; SARS-CoV-2 Spike ECD
GeneID	43740568
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 11-1208 du domaine extracellulaire Spike (ECD) du coronavirus (YP_009724390.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Poids de la protéine	141 kDa
Expédition	Sac de glace