

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Protéine Spike Du Sars-Cov-2 Pour Wb - P0Dtc2

Numéro d'article: CM0020686



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la glycoprotéine Spike (S) du SARS-CoV-2. Validé pour WB, DB, IF/ICC, IP et ELISA. Spécifique à la protéine Spike du SARS-CoV-2. Adapté à la recherche sur l'entrée virale, la fusion et l'immuno-échappement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Spike du SARS-CoV-2
Remarques/Alias	glycoprotéine Spike ; Spike du SARS-CoV-2
GeneID	43740568
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 600-700 de la protéine Spike du coronavirus (YP_009724390.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, DB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Poids de la protéine	141 kDa
Expédition	Sac de glace