

Anticorps Polyclonal Anti-Domaine Rbd De La Protéine Spike Du Sars-Cov-2 (Omicron) Pour Wb Et Elisa - P0Dtc2

Numéro d'article: CM0020630



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le domaine de liaison au récepteur de la protéine Spike du SARS-CoV-2 (variant Omicron). Convient au Western blot et à l'ELISA. Reconnaît le SARS-CoV-2. Idéal pour la recherche sur la COVID-19 et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Protéine pAb Spike RBD (Omicron) du SARS-CoV-2
Remarques/Alias	glycoprotéine Spike
ID du gène	43740568
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 319-541 de la protéine Spike RBD (Omicron) du coronavirus SARS-CoV-2 (P0DTC2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Poids de la protéine	141 kDa
Expédition	Poche de glace