

Anticorps Polyclonal Dirigé Contre Le Domaine Rbd De La Protéine Spike Du Sars-Cov-2 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P0Dtc2

Numéro d'article: CM0023226



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant le domaine de liaison au récepteur (RBD) de la glycoprotéine Spike du SARS-CoV-2 (P0DTC2). Validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA ; réagit avec le SARS-CoV-2. Idéal pour les études sur l'entrée virale et la neutralisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SARS-CoV-2 Spike RBD pAb de lapin
Remarques / Alias	glycoprotéine Spike ; SARS-CoV-2 Spike RBD
Identifiant de gène	43740568
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 332-550 du domaine RBD de la protéine Spike du coronavirus (YP_009724390.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Poids de la protéine	141 kDa
Expédition	Sac de glace