

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre La Protéine Spike S1 Du Sars-Cov-2 Pour Wb Et Elisa - P59594

Numéro d'article: CM0021770



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine Spike S1 (E2) du SARS-CoV-2, adapté pour WB et ELISA. Réaction croisée avec le SARS-CoV. La protéine cible a un poids de 139 kDa ; accès UniProt : P59594.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin contre la protéine Spike S1 du SARS-CoV-2
Remarques / Alias	E2 ; SARS-CoV-2 Spike S1
Identifiant de gène	1489668
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la protéine Spike S1 du coronavirus (NP_828851.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV
SWISS	P59594
Poids de la protéine	139 kDa
Expédition	Sac de glace