

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sars-Cov-2 Spike S1 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P0Dtc2

Numéro d'article: CM0021196



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible le sous-unité S1 Spike SARS-CoV-2 (UniProt P0DTC2), validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Idéal pour les études sur l'entrée virale et les interactions avec l'hôte.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc Lapin SARS-CoV-2 Spike S1
Remarques/Alias	glycoprotéine spike; SARS-CoV-2 Spike S1
ID de Gène	43740568
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 11-682 de la protéine Spike S1 du coronavirus (YP_009724390.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Poids Protéique	141kDa
Expédition	Sac de glace