

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sars-Cov-2 Spike S2 Ecd Pour Wb, Db, If/Icc, Ip Et Elisa - P0Dtc2

Numéro d'article: CM0023544



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le domaine extracellulaire (ECD) S2 de la protéine Spike du SARS-CoV-2. Validé pour WB, DB, IF/ICC, IP et ELISA. Reconnaît l'homme et le SARS-CoV-2. Adapté à la recherche sur l'entrée virale et la fusion.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SARS-CoV-2 Spike S2 ECD Rabbit pAb
Remarques/Alias	Glycoprotéine Spike ; SARS-CoV-2 Spike S2 ECD
Espèce	Lapin
ID du gène	43740568
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 686-1214 du SARS-CoV-2 Spike S2 ECD (YP_009724390.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, DB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Homme, SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Poids de la protéine	141 kDa
Expédition	Sac de glace