

Anticorps Polyclonal Anti-Sars-Cov-2 Spike S2 Pour Wb, Ip, Elisa - P0Dtc2

Numéro d'article: CM0024350



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le sous-unité S2 de la protéine Spike du SARS-CoV-2, adapté pour le Western blot, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Détecte la glycoprotéine Spike du SARS-CoV-2 (UniProt P0DTC2) avec réactivité croisée vis-à-vis du SARS-CoV-2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SARS-CoV-2 Spike S2 Lapin pAb
Remarques/Alias	glycoprotéine spike ; SARS-CoV-2 Spike S2
ID de gène	43740568
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Poids de la protéine	141kDa
Expédition	Sac de glace