

Anticorps Polyclonal Anti-Sars-Cov Spike Pour Wb & Elisa - P59594

Numéro d'article: CM0020972



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la glycoprotéine Spike (E2) du SARS-CoV. Validé pour Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec le SARS-CoV. Idéal pour l'étude des mécanismes d'entrée virale, de fusion et d'échappement immunitaire de l'hôte.

[En savoir plus](#)

Spécifications et paramètres principaux du produit	
Nom du produit	pAb de lapin anti-SARS-CoV Spike
Remarques / Alias	E2; SARS-CoV Spike
Identifiant du gène	1489668
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 600 et 700 de la protéine Spike du coronavirus (NP_828851.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV
SWISS	P59594
Poids de la protéine	139 kDa
Expédition	Sac isotherme