

Anticorps Monoclonal Anti-Domaine De Liaison Au Récepteur (Rbd) De La Protéine Spike Du Sars-Cov Pour Wb, Elisa - P59594

Numéro d'article: CM0006970



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant ciblant le domaine de liaison au récepteur (RBD) de la glycoprotéine Spike du SARS-CoV (P59594). Validé pour les applications de Western blot et ELISA. Convient pour la recherche sur l'entrée virale et l'immuno-évasion.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-RBD de la Spike du SARS-CoV
Remarques/Alias	E2 ; RBD de la Spike du SARS-CoV
Identifiant du gène	1489668
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 350 et 450 du domaine de liaison au récepteur (RBD) de la protéine Spike du coronavirus SARS-CoV (NP_828851.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV
SWISS	P59594
Poids moléculaire de la protéine	139 kDa
Expédition	Sac de glace