

Anticorps Polyclonal Anti-Domaine Rbd De La Protéine Spike Du Sars-Cov Pour Wb Et Elisa - P59594

Numéro d'article: CM0021814



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du domaine de liaison au récepteur (RBD) de la glycoprotéine Spike du SARS-CoV. Validé pour la WB et l'ELISA, il constitue un réactif essentiel pour la recherche sur les coronavirus et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SARS-CoV Spike RBD pAb de lapin
Remarques/Alias	E2 ; SARS-CoV Spike RBD
ID du gène	1489668
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 350 et 450 du RBD de la protéine Spike du coronavirus (NP_828851.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV
SWISS	P59594
Poids de la protéine	139 kDa
Expédition	Sac de glace