

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Sars-Cov Spike Rbd Pour Wb Et Elisa - P59594

Numéro d'article: CM0002734



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le domaine de liaison au récepteur (RBD) de la glycoprotéine Spike du SARS-CoV (UniProt P59594). Validé pour WB et ELISA, convient aux applications de diagnostic et de recherche impliquant le SARS-CoV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SARS-CoV Spike RBD Lapin mAb
Remarques/Alias	E2; SARS-CoV Spike RBD
ID de gène	1489668
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 350-450 du RBD de la protéine Spike du coronavirus (NP_828851.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	SARS-CoV
SWISS	P59594
Poids moléculaire	139kDa
Expédition	Sac de glace