


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sars Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P49591

Numéro d'article: CM0016249



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SARS humain (seryl-ARNt synthétase), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de la traduction et de la régulation de l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	SARS Rabbit pAb
Remarques/Alias	SARS ; SERS ; SERRS ; NEDMAS
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6301
Identifiant du gène	6301
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 du SARS humain (NP_006504.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49591
Poids moléculaire de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace